

## Anleitung zu Kotprobenahme und Versand Selektive Entwurmung, Pferde

Sehr geehrte Pferdehalterin  
Sehr geehrter Pferdehalter

Damit wir Ihnen zuverlässige Analyseresultate liefern können, bitten wir Sie, beim Sammeln und Verschicken der Kotproben folgende Punkte zu befolgen:

1. Die Kotprobe(n) **Anfang der Woche** sammeln.
2. Möglichst frisch abgesetzten Kot von der oberen Hälfte der Kothaufen ohne Bodenkontakt sammeln. Pro Probe bzw. Tier werden zirka zwei Pferdeäpfel benötigt.
3. Den Kot mit dem beigelegten Handschuh aufsammeln, den Handschuh umstülpen und verknoten.
4. Den Handschuh mit der Kotprobe in den beigelegten Plastikbeutel packen und dicht schliessen. Die Probe mit einer Klebeetikette mit Datum, Name des Pferdes und ihrem Name beschriften.
5. Den angeschriebenen Plastikbeutel mit der Kotprobe in das beigelegte, voradressierte Versandkuvert geben. Die Kotprobe ist nun 3-fach verpackt.
6. Die Probe(n) noch am gleichen Tag mit A-Post an das Labor schicken.

Vielen Dank!

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sandra Cvejic  
Labor Nutztierwissenschaften  
Tel. +41 (0)62 865 72 26